



VIROSHIELD

DESINFECTANTE ESPUMANTE

TIPO DE PRODUCTO: PODEROSO DESINFECTANTE ESPUMANTE DE AMPLIO ESPECTRO
INDICADO PARA: BOVINOS / PORCINOS / AVES / EQUINOS / MASCOTAS

CARACTERÍSTICAS

- Aprobación DEFRA.
- No corrosivo.
- Efectivo frente a la presencia de materia orgánica.

AMBITOS DE USO

Viroshield puede ser usado como desinfectante de alto nivel para superficies, equipamiento e instalaciones en:

- Granjas de Avícolas: granjas de engorde, de reproductores o de gallinas de postura.
- Granjas Porcinas: maternidad, crianza, recría y engorde (sitios 1, 2 y 3)
- Lechería: sala de ordeño (paredes y pisos o superficies inanimadas)
- Haras e Hipódromos: corrales.
- Plantas de Incubación: vehículos de transporte de huevo fértil o de pollito de 1 día, incubadoras, nacedoras, salas de nacimiento o de vacunación, áreas de despacho.
- Planteles ovinos: áreas o salas de parición.
- Para desinfección de superficies: Viroshield puede ser aplicado manualmente, a través de equipo de presión o aplicador de espuma.



Viroshield también es utilizado como desinfectante en Plantas de Incubación. Debido a su naturaleza neutra, es ideal utilizar Viroshield en el proceso de desinfección de jaulas de aves de postura comercial y en barreras sanitarias, tales como Pediluvios, Rodiluvios y Arcos Sanitarios.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Viroshield se utiliza para la desinfección de superficies de acero inoxidable, plástico, fibra de vidrio, poliuretano, polipropileno o polietileno, azulejos, linóleo-vinílico, asfalto, cemento, madera y porcelana

APLICACIÓN

Para desinfección de superficies: Viroshield puede ser aplicado manualmente, a través de equipo de presión o aplicador de espuma. Asegúrese que todas las superficies queden cubiertas de espuma. Use un rango de aplicación de 300 a 500 cc de solución por m² de superficie a tratar.

RANGOS DE DILUCIÓN RECOMENDADOS

- Viroshield es efectivo contra un amplio rango de organismos.
- Desinfectante de uso general: 1:200 (equivale a 5 ml/litro de agua).
- Para Pediluvio, Rodiluvio o Arco Sanitario, usar Viroshield en dilución 1:150 a 1:300 (equivale a 7 a 3 ml/litro de agua, respectivamente).
- En caso de emergencias sanitarias o frente a la presencia de patógenos específicos, Viroshield puede ser usado 1:100 (equivale a 10 ml/litro de agua).